

항체기반 현장 검정키트 분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제3호가목 관련)

1. 분석원리

항체기반 현장 검정키트 분석방법은 국내산과 외국산 돼지고기의 돼지열병 항체 유·무 차이를 이용하여 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

돼지고기 삼겹살, 목심살 등의 원산지 검정에 적용한다.

3. 시료의 전처리 및 분석과정

가. 돼지고기 시료 일부(0.4g 정도)를 분리한다.

나. 시료를 버퍼와 반응시킨다.

다. 시료와 버퍼 혼합액 3~4방울을 키트에 반응시키고 10분 내에 결과를 확인한다.

4. 결과 판정

분석시료에 대한 검정결과는 다음과 같이 양성, 음성, 무효로 판정한다.

가. 국내산(양성): 대조부위와 시험부위에 선이 나타난 경우

나. 외국산(음성): 대조부위에만 선이 나타난 경우

다. 무효: 대조부위에 선이 나타나지 않은 경우

