

감정대상물 채취 및 보관방법

구 분	채취방법	보관방법
혈액	· 병 · 의원에서 의사, 간호사 등 의료인에 의해 채혈 · 비 알코올성 소독약을 사용하여 정맥혈을 채취 · 항응고제 및 부패방지제(0.2%, NaF 등)가 함유된 깨끗한 용기(E.D.T.A 등)에 채혈 · 채혈 즉시 휘발이 되지 않도록 즉시 밀봉한 후 입회자가 봉인 날인 · 채혈용기 외부에 채취일자, 장소, 채취자의 성명, 피채혈자(대상자)의 성명 및 나이, 혈액형 기재 · 담당 공무원 서명 날인	냉장 보관 (4℃)
소변	· 40밀리리터 이상 채취	냉장 보관 (4℃)
모발	· 두피에 가깝게 잘라서 채취(단, 부득이한 경우에는 겨드랑이털, 턱수염, 음모 등 채취) · 모발의 길이에 따라 다음과 같이 채취 - 10cm 이상인 경우 : 50올 - 5cm 이상 10cm 미만인 경우 : 100올 - 3cm 미만인 경우 : 150올 · 대마성 약물을 감정하고자 하는 경우에는 채취 시료의 30%를 추가 채취하고 분리 송부	상온 보관 (건조상태)