

[서식2]

화학사고 현장측정분석차량 주간 점검일지

작성일자 : 년 월 일

담 당

관리책임자

구분		점검내용	점검방법	점검결과	비고
엔진 · 본체	엔진 및 동력	유출여부 검사	엔진룸 내부 및 연결배관 유출여부 확인	유출(), 유출없음()	
		엔진오일 검사	저장탱크 내 엔진오일 오염여부 및 레벨게이지 확인	정상(), 오염정도 (상 , 중 , 하)	
		냉각수 검사	저장탱크 내 냉각수(부동액) 레벨게이지 확인	정상(), 비정상()	
		유압액 검사	유압액 저장탱크 내 오염여부 및 레벨게이지 확인	정상(), 오염정도 (상 , 중 , 하)	
		워셔액 검사	작동여부 확인 후 워셔액 보충여부 확인	정상(), 비정상()	
		벨트 검사	팬벨트 느슨함과 손상여부 확인	정상(), 비정상()	
	운전실	내부(제어)검사	LEVELING JACK 경고등 점등여부 확인	작동(), 미작동()	
			무시동 에어컨 작동 여부 확인	작동(), 미작동()	
			계기판 내 메인메뉴정보 확인 (게이지, 알람설정, 환경설정, 고장진단, 정비주기설정, 엔진센서정보 등)	정상(), 비정상()	
			서치라이트 컨트롤(상, 하, 좌, 우) 스위치 작동여부 확인	작동(), 미작동()	
			네비게이션(GPS,후방카메라)작동여부 확인	작동(), 미작동()	
			블랙박스(동,서,남,북 4곳)작동 및 저장확인	작동(), 미작동()	
경보	경보설비	경보장치 확인	일체형 경광등 작동 확인(장방형)	정상(), 비정상()	
			후방 원형 경광등 작동 확인	정상(), 비정상(), (개 고장)	
			사각 점멸등 작동 확인(좌측 2개)	정상(), 비정상(), (개 고장)	
			사각 점멸등 작동 확인(우측 2개)	정상(), 비정상(), (개 고장)	
			사각 사이키 경광등 작동 확인(전면 2개)	정상(), 비정상(), (개 고장)	
			싸이렌 작동 확인	작동(), 미작동()	

구분		점검내용	점검방법	점검결과	비고
차량 내부	발전기	발전기 검사	concrete inertia base (진동흡수) 육안확인	정상(), 비정상()	
			발전기 누적작동시간 확인	hr	

			발전기 냉각수, 오일 등의 누출여부 확인	정상(), 비정상()	
			수냉식 팬(차량상관설치) 정상작동 여부확인	작동(), 미작동()	
	종합제어판	제어판	UPS(무정전 전원 공급장치) 이상여부 확인	정상(), 비정상()	
			마스터카메라(기상측정장비) 작동 확인	작동(), 미작동()	
			발전 전압계 이상여부 확인(220V~240V)	정상(), 비정상()	
	분석실	기상측정장비	Intercept v1.17.64(기상) 구동여부 확인	작동(), 미작동()	
			정상작동(수직상승/하강) 여부	작동(), 미작동()	
		흡후드	실험을 통한 흡입속도 및 배기여부 확인	작동(), 미작동()	
		국소배기장치	실험을 통한 흡입속도 및 배기여부 확인	작동(), 미작동()	
차량 외부	보관함	스테빌라이저	스테빌라이저 정상 작동여부 확인	작동(), 미작동()	
		적제품 확인	질소/헬륨 예비용 가스	보유(), 미보유(), (부족)	
기타	내부	전산장비	노트북 컴퓨터 작동여부확인	작동(), 미작동()	
			복합기(인쇄, 복사, 스캔, 팩스) 작동여부 확인	작동(), 미작동()	
		보관함	폐액보관함 경고등 및 알람 작동여부 확인	작동(), 미작동()	
		도어	차량내부 슬라이드 도어 정상 개폐(센서) 확인	작동(), 미작동()	
		거치대	노트북, 장비, 의자 거치대 기능 확인	정상(), 비정상()	
	기타	브레이크	제동장치 정상작동 여부 확인 (주차 및 비상브레이크)	작동(), 미작동()	
		차량 균형	탑재물 및 장비를 고려한 좌/우 균형여부 확인	정상(), 비정상()	
분 석 장 비	GC/MS	네트워크	분석장비와 노트북의 연결상태 확인(전원상태)	정상(), 비정상()	
		분석장비 상단	샘플링포트, 컨디셔닝포트, 샘플인젝터, 시작버튼 등 육안 확인	정상(), 비정상()	
		장비 작동 및 분석 프로그램 확인	power up 후 진공펌프 상태 및 온도설정 진행 단계 확인	정상(), 비정상()	

			Tuning check(high, low mass 등) 후 결과 값 확인 및 정리	정상(), 비정상()	
			GC bake out을 통한 Cleaning 수행 및 확인	정상(), 비정상()	
			시료 주입부분 확인 및 기타 분석에 필요한 부수적 장치 확인	정상(), 비정상()	
	FT-IR	가스	가스라인·조절기·누출(N ₂) 및 분석장비와의 연결상태 확인 * 펌프 off 상태에서 압력: 약 14.7psi * 펌프 on 상태에서 압력: 약 13psi	정상(), 비정상()	
		장비 작동 및 분석 프로그램 확인	전원 스위치 상태 및 시료 포집장치(펌프) 작동 확인	정상(), 비정상()	
			On 후 Peripheral Device 내 가스 셀의 압력과 온도 표시 확인	정상(), 비정상()	
			Auto Quant Pro 4.5 click 후 Align의 P/P 에너지 값 (20,000~35,000) 확인	정상(), 비정상()	
	IC	전원상태	on 상태에서 기기 상태 표시 및 method control 확인	정상(), 비정상()	
		장비 본체 및 시료주입부	Autosampler 실린저 정상가동 확인	정상(), 비정상()	
		장비 setting	기기 on 상태에서 게이지 압력 3~6 psi 체크	정상(), 비정상()	
			Prime을 통해 bubble out 상태 확인	정상(), 비정상()	
		장비 Warming Up	Flow rate, pump 가동 후 안정화 확인	정상(), 비정상()	
			Column heater 확인(분석 온도 30℃)	정상(), 비정상()	
			Current 상태 확인	정상(), 비정상()	
			Detector 안정화 확인(2uS 이하), 약 1시간 정도 확인	정상(), 비정상()	

	UV-VIS 분광광도계	검교정	자체적 파장 검교정 수행 및 램프 작동 확인(3~4분정도)	정상(), 비정상()	
	불소전처리장치	작동 전 상태	스팀공급 위한 증류수 유무, 온도 센서, 스팀라인 누수여부, heating plate, 냉각장치, 자동 온도 장치 등 작동 전 필수적 장치 확인	정상(), 비정상()	
	백시료, 여과지, 임핀저 시료포집장치	작동상태	장치 on/off 상태 확인, 유량, 압력, 누출 여부 등 확인	정상(), 비정상()	