

시험 · 분석 내부정도관리표(LC-MS/MS)

□ 일 시 :

□ 시료명 :

구 분	세부항목	배점 계수	점검결과				점검기준				비 고
			수치기록		점수	우수 (100~90)	양호 (89~80)	보통 (79~60)	불량 (0)	-	
LC- MS/MS	Calibration / Tune	20	권장 기준 : 현재값 :			만족		불만족		제조업체 권장 기준에 따름	
	S/N 비	10	S/N :			≥ 10	≥ 5	≥ 2.5	< 2.5	CS1 기준 (PFBA, PFPeA 등 저감도 물질)	
피크면적비	내부 표준물질의 면적비	10	비율(%) :			≤ ± 30%	≤ ± 40%	≤ ± 50%	> ± 50%	중간농도 (PFBA, PFPeA 제외)	
RT	표준용액의 RT와 비교	5	차이(ΔRT) :		분	≤± 0.2분	≤± 0.3분	≤± 0.4분	>± 0.4분		
검량선	RRF RSD	10	상대표준편차(%) :			≤ 5%	≤ 10%	≤ 20%	> 20%	편차기준 20% 이하	
	각 농도 정확도	10	정 확도(%) :			≤ 5%	≤ 10%	≤ 20%	> 20%	±20% 이내	
	검증표준(CV)	5	회수율(%) :			≤ 5%	≤ 10%	≤ 20%	> 20%	중간농도 20% 이내	
회수율	내부표준물질	20	회수율(%) :			70~ 110%	50~ 120%	30~ 130%	30~ 130% 초과	30~130% 이내	
Data points	피크당 스캔 수	10	스캔(scan) 수 :			≥ 20	≥ 15	≥ 10	< 10	피크당 10번 이상	
결 과		100	목표	--	결과	--	우수	정도관리 담당자	성 명(서명)		
* 참고사항 1. 각 기관은 유지할 수 있는 내부 정도관리 목표 값(예 : 90, 85, 80 등)을 설정하여 운영 2. 본 양식은 각 기관의 분석조건 및 인정기관 요구사항에 따라 일부 조정하여 사용할 수 있음											